


Marker-Information

1. Matte Oberfläche

Es dürfen wenig bis keine Reflektionen entstehen, die durch einfallendes Licht das Tracking beeinflussen können.



2. Wasserabweisende Materialoberfläche



Da innerhalb der Szenarien potenziell Flüssigkeiten zum Einsatz kommen (Vorbereitung einer Schwangeren auf eine Sectio Caesarea), könnten die strukturelle Beschaffenheit des Markers beeinflusst werden.

3. Größe und Skalierung

Die Motive der Marker müssen jeweils vollständig ihrer Größe (A1 und A2) entsprechen. Ansonsten kann nicht gewährleistet werden, dass bei der AR-Überlagerung die exakte Position und Größe der Animation frei von Fehlern ist.

A1 - 59.4cm * 84.1cm

A2 - 42cm * 59.4cm



4. Sättigung

Falls die Farbe ein Problem beim Druck darstellen sollte, darf die Sättigung auch gesenkt werden, dennoch muss hier beachtet werden, dass die Kontraste und Grenzen nicht unscharf werden.